

RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MAPA

- Recomenda-se tomar banho antes da instalação do equipamento que realizará o exame. Nas 24 horas do exame o equipamento não deve ser retirado do corpo e não pode ser molhado.
- Utilizar preferencialmente camisa ou camisetas largas, que permitam a passagem do equipamento pelo seu interior no momento de troca de roupas.
- No momento da medida, relaxar o braço até que o manguito esteja totalmente desinflado.
- Não expor o gravador a vibrações no momento da medida.
- Durante as 24 horas do exame o gravador fará as medidas em intervalos diferentes.
- Mantenha o manguito sempre na posição e com a pressão igual ao momento da instalação.
- Não retire o manguito do braço, nem permita que outras pessoas utilizem o equipamento para medir a pressão arterial. Isto danificará o resultado do exame.
- Utilize o diário para anotar sintomas que apresentar para correlação com as medidas da pressão arterial.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelos telefones (42) 3222-2633 ou (42)3223-2004.

 (42) 3223.2633 - (42) 3223.2004

 leandro.zardo@cardiol.br

 www.drleandrozardo.com

Rua Coronel Bittencourt 474 - Centro - Ponta Grossa/PR, 84010-290.